

Especificaciones técnicas:

- Peso:** 3,2 kg con batería.
- Tamaño:** Alto: 24 cm; Ancho: 10 cm; Largo: 27 cm.
- Flujo de Oxígeno:** Suministro en pulsos. Cinco ajustes de flujo, de 1 a 5.
- Sensor de tensión:** Adaptador de Corriente Universal con sensor de tensión automático. En modo CA 100–240V; en modo CC 12V para uso en coche/avión/barco/caravana.
- Batería:** Hasta 4 horas*. Batería de hasta 8 horas disponible en opción.
- Sonoridad:** Muy reducida, 37 Decibelios.*
- Garantía:** 3 años de garantía.**
- Utilización:** Controles sencillos; pantalla LCD de fácil lectura.
- Formas de uso:** En domicilio, portátil y en viajes. Clínicamente efectivo para utilización durante el día y la noche.

* En ajuste 2, en utilización habitual en domicilio.

** Según condiciones de garantía limitada de Inogen, Inc.

Accesorios incluidos:**Batería de Ion Litio.**

La batería dura hasta cuatro horas. Cuando el equipo se enchufa, (CA o CC), la batería se recarga automáticamente. Existen también baterías de hasta 8 horas.

**Adaptador de Corriente Universal.**

Mientras está enchufado a una toma de CA o CC el INOGEN ONE G2 proporciona un suministro ilimitado de oxígeno.

**Carro y Bolsa de Transporte.**

Diseñados específicamente para el INOGEN ONE G2. Aprovechese de su nueva independencia y movilidad.

Distribuidor Europeo:

MedSupport Europe
advancing medical technology

MedSupport Europe
De Corridor 12C
3621 ZB Breukelen
The Netherlands
Tel.: +31 346 216985
www.inogenone.eu

Su distribuidor de INOGEN ONE G2:

HCM&C
HealthCare Marketing & Consulting

Coto de las Praderas, 21
28220 Majadahonda, (Madrid), SPAIN
Tel.: +34 91 634 38 05
e-Mail: info@hcmc.es
www.hcmc.es

Oxígeno, en cualquier lugar, siempre.

INOGEN ONE^{G2}



oxygen. anytime. anywhere.®

El INOGEN ONE G2 se fabrica en USA por Inogen, Inc., www.inogen.net

Recupere su libertad con INOGEN ONE^{G2}

La oxigenoterapia no debería limitarles en ningún sentido. El INOGEN ONE G2 ofrece justamente eso; despreocúpese de quedarse sin oxígeno, no mire el reloj, no cargue con pesados dispositivos.

Simplemente use el INOGEN ONE G2 en el lugar donde se encuentre, vaya donde vaya y siempre que quiera.

INOGEN ONE G2 – Vaya donde vaya

Recuperar la libertad es uno de los principales factores que hacen del INOGEN ONE G2 un equipo especial. Así que adelante, vaya a hacer recados o salga de fin de semana con la familia, o haga ese largo viaje que nunca pensó que podría realizar.

Vuelva a casa cuando quiera, no cuando la falta de oxígeno le fuerce a ello.

La mayoría de las compañías aéreas autorizan el uso del INOGEN ONE G2 en vuelo, permitiéndole ser más independiente que nunca.

INOGEN ONE G2 – Esté donde esté

Se ubica discretamente a sus pies, detrás de la silla o junto a la cama y es lo suficientemente ligero para llevarlo al hombro. Este pequeño equipo cubre todas sus necesidades de oxígeno; de día o de noche, en casa o fuera de ella. Cuando use el INOGEN ONE G2 disfrutará de todas las ventajas de su tamaño y ligereza, de su reducida sonoridad, difícil de percibir por usted o los que le rodean. Y además se maneja con dos botones.

Únase a la simplicidad del INOGEN ONE G2 y vea cómo puede facilitarle la vida.

INOGEN ONE G2 – Cuando quiera

INOGEN ONE G2 ha sido diseñado para una utilización prolongada e intensiva. Funcionará sin problemas durante años y sólo necesitará una revisión completa tras 30.000 horas de uso.

Puede conseguir su INOGEN ONE G2 de manera fácil y rápida, en cualquier punto de Europa, a través de uno de los distribuidores de Inogen. ¡Consúlte cuál es el especialista más cercano!.



**Tamaño real
INOGEN ONE G2**

Alto: 24 cm; Ancho: 10 cm; Largo: 27 cm.

